

Condicionador Ácido Fluorídrico 5% / 10%

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO: O gel com ácido fluorídrico é destinado para o condicionamento da superfície de porcelanas e peças protéticas para posterior cimentação.

COMPOSIÇÃO: Ácido Fluorídrico, Espessante, Corante e Água Destilada.

MODO DE USO: Confirme se a ponteira de aplicação está desobstruída. Isole a superfície externa da prótese a ser condicionada. Aplique o ácido fluorídrico à 10% na parte interna da prótese de acordo com o tipo de material da peça protética. Após o tempo de condicionamento, lave abundantemente, removendo todo o ácido fluorídrico e seque com jato de ar. Siga com a aplicação do silano e o protocolo de cimentação conforme indicado pelos fabricantes dos produtos.

ADVERTÊNCIAS: Uso profissional. Produto pronto para uso. Siga as orientações do modo de uso. Utilize os EPIs para manuseio do produto. Evite contato com

pele e mucosas. Caso ocorra contato com pele e/ou mucosas, lave imediatamente com água em abundância.

PRECAUÇÕES: Produto fortemente ácido. Evite manipular o produto próximo ao paciente. Suspenda o uso em caso de reação alérgica. Mantenha fora do alcance de crianças. Não utilizar o produto fora do prazo de validade. Não utilizar se a embalagem estiver violada.

ARMAZENAMENTO: Manter o produto em sua embalagem sempre fechada. Proteger da incidência da luz solar direta. Armazene o produto em temperatura de 5°C a 28° C. Umidade até 75%.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 24 meses.

DESCARTE: Seguir a legislação vigente para descarte de produtos odontológicos.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional*
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 01 - 03.06.2022 | Cód 328628880001
ANVISA: 80213420052

Hydrofluoric Acid Conditioner 5% / 10%

USE INSTRUCTIONS

INDICATION: The gel with 5% hydrofluoric acid is intended for conditioning the surface of porcelain and prosthetic parts for later cementation.

COMPOSITION: Hydrofluoridric acid, distilled water, thickening agent and pigment.

HOW TO USE: Confirm that the application tip is unobstructed. Isolate the outer surface of the denture to be conditioned. Apply 5% hydrofluoric acid to the inside of the prosthesis according to the type of material of the prosthetic part. After the conditioning time, wash thoroughly, removing all hydrofluoric acid and air dry. Follow the silane application and cementation protocol as directed by the product manufacturers.

WARNINGS: Professional use. Product ready to use. Follow the directions for

use. Use PPE to handle the product. Avoid contact with skin and mucous membranes. In case of contact with skin and/or mucous membranes, wash immediately with plenty of water.

PRECAUTIONS: Strongly acidic product. Avoid handling the product close to the patient. Discontinue use in case of allergic reaction. Keep out of the reach of children. Do not use the product after the expiration date. Do not use if the packaging is broken.

STORAGE: Keep the product in its packaging always closed. Protect from direct sunlight. Store the product at a temperature of 5 ° C to 28 ° C. Humidity up to 75%.

PRODUCT EXPIRY DATE: 24 months.

DISPOSAL: Follow current legislation for the disposal of dental products.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional*
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

Acondicionador de Acido Fluorhídrico 5% / 10%

INSTRUCCIONES DE USO

INDICACIÓN: El gel con ácido fluorhídrico al 5% está destinado al acondicionamiento de la superficie de piezas de porcelana y prótesis para su posterior cementación.

COMPOSICIÓN: Ácido fluorhídrico, espesante, colorante y agua destilada.

CÓMO USAR: Confirme que la punta de la aplicación no esté obstruida. Aísle la superficie exterior de la dentadura a acondicionar. Aplicar ácido fluorhídrico al 5% en el interior de la prótesis según el tipo de material de la pieza protésica. Después del tiempo de acondicionamiento, lavar a fondo, eliminando todo el ácido fluorhídrico y secar al aire. Siga el protocolo de cementación y aplicación de silano indicado por los fabricantes del producto.

ADVERTENCIAS: Uso profesional. Producto listo para usar. Siga las instrucciones de uso. Utilizar EPP para manipular el producto. Evite el contacto

con la piel y las mucosas. En caso de contacto con la piel y/o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.

PRECAUCIONES: Producto fuertemente ácido. Evite manipular el producto cerca del paciente. Suspender su uso en caso de reacción alérgica. Mantener fuera del alcance de los niños. No utilice el producto después de la fecha de caducidad. No utilizar si el embalaje está roto.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su embalaje siempre cerrado. Proteger de la luz solar directa. Almacenar el producto a una temperatura de 5 ° C a 28 ° C. Humedad hasta 75%.

VALIDEZ DEL PRODUCTO: 24 meses.

DISPOSICIÓN: Siga la legislación vigente para la eliminación de productos dentales.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Serviço post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br*

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 01 - 03.06.2022 | Cód. 328628890001
ANVISA: 80213420052