

# Tira de Poliéster Azul

## INSTRUÇÕES DE USO

**DESCRIÇÃO:** Tira de Poliéster Azul.

**COMPOSIÇÃO:** Poliéster.

**MEDIDAS:** Comprimento: 71 mm; Largura Extremidade 1: 6 mm; Largura Extremidade 2: 10 mm; Espessura: 0,05 mm.

**INDICAÇÃO:** Indicada como barreira física para separar o dente a ser restaurado do dente adjacente.

**MODO DE USO:** Coloque a tira de poliéster na face proximal do dente a ser restaurado, adaptando-a conforme a necessidade.

**DESCARTE:** O descarte deve ser feito de acordo com a legislação ambiental local vigente.

**ADVERTÊNCIA:** Uso profissional. Produto de uso único.

**PRECAUÇÕES:** Evite o contato do produto com os tecidos moles a fim de evitar lacerações que podem ocorrer em áreas posteriores onde o acesso é restrito. Mantenha fora do alcance de crianças. Não utilizar o produto fora do prazo de validade. Não utilizar se a embalagem estiver violada.

**ARMAZENAMENTO:** Armazene os produtos em sua embalagem original, fechada, em local limpo, seco e ao abrigo da luz direta.

**PRAZO DE VALIDADE:** 05 anos a contar da data de fabricação.



**Uso odontológico**  
*Odontologic use*  
*Uso odontológico*



**Serviço de atendimento ao profissional**  
*Technical support*  
*Service post-venta al profesional*  
**indusbello@indusbello.com.br**  
**www.indusbello.com.br**



**Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.**

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Klugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

Rev 00 - 27.08.2024 | Cód 321510880040  
ANVISA: 80213420056

# Dental Blue View Strip

## INSTRUCTIONS FOR USE

**DESCRIPTION:** Blue Polyester Strip.

**COMPOSITION:** Polyester.

**MEASUREMENTS:** Length: 71 mm; End Width 1: 6 mm; End Width 2: 10 mm; Thickness: 0.05 mm.

**INDICATION:** Indicated as a physical barrier to separate the tooth to be restored from the adjacent tooth.

**DIRECTIONS FOR USE:** Place the polyester strip on the proximal surface of the tooth to be restored, adapting it as necessary.

**DISPOSAL:** Disposal must be carried out in accordance with current local environmental regulations.

**WARNING:** Professional use. Single-use product.

**PRECAUTIONS:** Avoid contact of the product with soft tissues to prevent lacerations that may occur in posterior areas where access is restricted. Keep out of the reach of children. Do not use the product after the expiration date. Do not use if the packaging is damaged.

**STORAGE:** Store the products in their original, closed packaging, in a clean, dry place, away from direct light.

**EXPIRATION DATE:** 5 years from the date of manufacture.



### Uso odontológico

*Odontologic use  
Uso odontológico*



### Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support  
Servicio post-venta al profesional*  
**indusbello@indusbello.com.br**  
**www.indusbello.com.br**



### Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

Rev 00 - 27.08.2024 | Cód 32151088004  
ANVISA: 80213420056

# Tira Dental Blue View

## INSTRUCCIONES DE USO

**DESCRIPCIÓN:** Tira de Poliéster Azul.

**COMPOSICIÓN:** Poliéster.

**MEDIDAS:** Largo: 71 mm; Ancho final 1: 6 mm; Ancho final 2: 10 mm; Espesor: 0,05 mm.

**INDICACIÓN:** Indicada como barrera física para separar el diente a restaurar del diente adyacente.

**MODO DE USO:** Coloque la tira de poliéster en la cara proximal del diente a restaurar, adaptándola según sea necesario.

**DESECHO:** El desecho debe realizarse de acuerdo con la legislación ambiental local vigente.

**ADVERTENCIA:** Uso profesional. Producto de un solo uso.

**PRECAUCIONES:** Evite el contacto del producto con los tejidos blandos para evitar laceraciones que pueden ocurrir en áreas posteriores donde el acceso es restringido. Mantener fuera del alcance de los niños. No utilice el producto fuera de la fecha de caducidad. No utilice si el envase está dañado.

**ALMACENAMIENTO:** Almacene los productos en su envase original, cerrado, en un lugar limpio, seco y protegido de la luz directa.

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 5 años a partir de la fecha de fabricación.



**Uso odontológico**  
*Odontologic use*  
*Uso odontológico*



**Serviço de atendimento ao profissional**  
*Technical support*  
*Serviço post-venta al profesional*  
[indusbello@indusbello.com.br](mailto:indusbello@indusbello.com.br)  
[www.indusbello.com.br](http://www.indusbello.com.br)



**Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.**

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

Rev 00 - 27.08.2024 | Cód 321510880040  
ANVISA: 80213420056

**1 Identificação e Controle**

DESCRIÇÃO	
<b>Código</b>	321510880040
<b>Descrição</b>	Tira de Poliéster Azul
<b>Revisão</b>	00
<b>Idioma</b>	trilingue
<b>Produto</b>	Tira de Poliéster Azul
<b>Modelo</b>	n/a
<b>Tarja</b>	N/A

**1.1 Memorial Descritivo**

DESCRIÇÃO		
<b>Arquivo</b>	REV00_321510880040_Tira-Poliéster-Azul_IFU digital.pdf	
<b>Dimensões</b>	N/A	
<b>Tipo</b>	Material Digital	
<b>Material</b>	n/a	
<b>Acabamento</b>	N/A	
<b>Cores</b>	N/A	
<b>Obs.</b>	N/A	
<b>Marcação</b>	Corte _____	Dobra ou Vinco----- Picote ou Serrilha-.....

**2 Critérios de Aceitação de Embalagem**

N/A
-----

<b>Designer Responsável:</b> Marcos da Mata	<b>Data:</b> 27/08/2024
---	-------------------------

**HISTÓRICO DE REVISÃO DO CONTEÚDO**

REV. Nº	DATA	DESCRIÇÃO
00	27.08.2024	Desenvolvimento

**HISTÓRICO DE REVISÃO DO MODELO**

DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO
17/03/2022	3	Eliminado o item "traduções", uma vez essas informações já estão na embalagem, não havendo necessidade de repeti-las. Eliminado Instruções de montagem: uma vez que chegamos em acordo (com regulatório/qualidade/produção) de que é melhor esse tipo de informação estar concentrado na ITB, pois é esse documento que a produção mais olha no dia a dia. Instrução de montagem de embalagem, item que vai ser incluso nas ITB's.